

Проведение процедур с мезороллером по лицу



1 Очистите кожу лица от поверхностных загрязнений, используя специальные средства (тоники, лосьоны, дезинфицирующие средства)



2 Очистите мезороллер спреем Ахдез, Амидин Аква или Микроцид



3 Нанесите специальную косметику (мезококтейль, гель, сыворотку и т.д.) локально на обрабатываемый участок кожи лица и равномерно распределите.



4 Проведите процедуру с мезороллером (дермароллером) следующим образом: перемещайте мезороллер по коже без нажима в следующих направлениях: по вертикали, по горизонтали, и по диагонали то влево, то вправо, по 7-10 движений в каждом направлении. Сама процедура с использованием мезороллера займет у Вас минут 10-15, до покраснения обрабатываемых участков кожи. Вы можете вернуться и проработать особо проблемные места еще раз после окончания процедуры.



5 Завершите процедуру нанесением успокаивающего средства (Мезогель, Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой)



6 Промойте мезороллер под струей проточной воды и продезинфицируйте его спреем Ахдез, Амидин Аква, Микроцид. Положите мезороллер до полного высыхания в бокс.

Проведение процедур с мезороллером по телу



1 Очистите кожу тела от поверхностных загрязнений, используя специальные средства (тоники, лосьоны, дезинфицирующие средства)



2 Очистите мезороллер спреем Ахдез, Амидин Аква или Микроцид



3 Нанесите специальную косметику (мезококтейль, гель, сыворотку и т.д.) локально на обрабатываемый участок кожи лица и равномерно распределите.



4 Проведите процедуру с мезороллером (дермароллером) следующим образом: перемещайте мезороллер по коже без нажима в следующих направлениях: по вертикали, по горизонтали, и по диагонали то влево, то вправо, по 7-10 движений в каждом направлении. Сама процедура с использованием мезороллера займет у Вас минут 10-15, до покраснения обрабатываемых участков кожи. Вы можете вернуться и проработать особо проблемные места еще раз после окончания процедуры.



5 Завершите процедуру нанесением успокаивающего средства (Мезогель, Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой)



6 Промойте мезороллер под струей проточной воды и продезинфицируйте его спреем Ахдез, Амидин Аква, Микроцид. Положите мезороллер до полного высыхания в бокс.

Проведение процедур с мезороллером по волосам (волосистой части головы)



1 Помойте голову и немного её просушите.



2 Очистите мезороллер спреем Ахдез, Амидин Аква или Микроцид.



3 Разберите волосы на пробор, если волосы длинные. Если волосы короткие, то процедура проводится без разбора волос на пробор, а по всей длине волос.



4 На кожу волосистой части головы (по пробору) нанесите вводимый препарат и равномерно его распределите.



5 Проведите процедуру с мезороллером (дермароллером) следующим образом: перемещайте мезороллер по коже без нажима вдоль пробора то вперед, то назад по 7-10 движений.



6 После проработки 1 пробора, делаете новый пробор рядом и повторяете пункты «4» и «5» и так до полной обработки кожи волосистой части головы.



7 Сама процедура с использованием мезороллера займет у Вас минут 15-20, до покраснения обрабатываемых участков кожи. Вы можете вернуться и проработать особо проблемные места еще раз после окончания процедуры.



8 Завершите процедуру нанесением успокаивающего средства в виде спрея с алоэ вера и т.д.



9 Промойте мезороллер под струей проточной воды и продезинфицируйте его спреем Ахдез, Амидин Аква, Микроцид. Положите мезороллер до полного высыхания в бокс.